



# Oclean

## Product User Manual



Tak fordi du bruger Oclean Air2T Sonic elektrisk tandbørste.

## Vigtige sikkerhedstips:

På grund af de høje vibrationshastigheder kan det være normalt at opleve en prikkende fornemmelse, når man bruger tandbørsten for første gang. Denne følelse vil gradvist forsvinde efter 7 til 14 dage.

Hvis tandbørsten ikke er blevet brugt i lang tid, vil batteriet løbe tør for strøm på grund af strømforbruget fra standby-tilstand. Dette kan løses ved at oplade, men opladningsindikatoren på tandbørsten vil ikke lyse med det samme. Vent venligst 6-10 minutter, så tandbørsten går tilbage til normal tilstand.

Det er normalt, at tandbørsten bliver varm, når den oplades. Hvis tandbørsten bliver ekstremt varm, skal du stoppe opladningen og/eller slukke den og sende den til Ocleans autoriserede kundeservicecenter til kontrol.

Tandbørsten kan kun bruges med Ocleans specielle hoveder. Oclean vil ikke påtage sig nogen konsekvenser forårsaget af ikke-officielle børstehoveder.

Tandbørsten er kun til oral rengøring. Brug den ikke til andre formål.

Tandbørsten er en personlig hygiejneartikel, undgå venligst at dele den med andre.

Opbevar venligst tandbørsten et køligt og tørt sted i stedet for et sted, der er udsat for direkte sollys.

## Advarsel for personer med oral sensitivitet:

Følgende 3 typer af personer anbefales ikke at bruge denne tandbørste, medmindre du allerede har konsulteret professionelle tandlæger.

Personen, der har gennemgået eller er under behandling for parodontal kirurgi.

Personen med dårligt tilpassede proteser, vedvarende blødende tandkød eller andre orale relaterede symptomer.

Personen, hvis mundhule er følsom.

Medmindre det er anført af en værg, er denne tandbørste ikke egnet til personer med nedsat mental og fysisk kapacitet og dem, der mangler relateret erfaring. Børn under 12 år er inkluderet.

### Bemærkninger:


Sluk venligst for strømmen, når opladningsbasen er unødvendig eller inden rengøring.

Rengør venligst jævnligt strømstikket for at forhindre ophobning af støv og snavs, som kan reducere opladningseffekten.

## Interaktionsintroduktion

### Tænding

Start tandbørsten ved at trykke kort på tænd / sluk-knappen. Tandbørsten slukker automatisk efter en 2-minutters børsteplan er afsluttet.



### Intensitetskontakt

Oclean Air2T har forudindstillet 2 typer 2-minutters børsteplan: Sunrise Soothing (standard) og Sunset Clearout tilstand. For at skifte intensiteten skal du bare trykke og holde tænd / sluk-knappen i 2 sekunder under arbejdsforhold.

### Batteriindikation

Oplad tandbørsten, når den røde indikatorlampe lyser.

## Brugsanvisning:



Først skal du sætte børstehovedet på tandbørstestroppen ved at indsætte det fremad. Der skal efterlades en lille afstand på ca. 0,5 mm mellem hovedet og hovedkroppen, så børstehovedet kan fungere korrekt.



Andet, tænd tandbørsten, når den er blevet sat ind i munden med en lille mængde tandpasta for at forhindre tandpasta i at sprøjte.



Tredje, sørg for at børstehårene er i en vinkel på 45° fra tandkødsranden og bevæg tandbørsten langsomt.



Fjerde, hold tandbørstehåndtaget og bevæg det langsomt i en cirkulær bevægelse. Tryk ikke for hårdt.




Endelig, skyl munden med rent vand efter tandbørstning.


## Anbefalet Tandbørstningsmetode

### Børstningstid

Tandekspert(er) (Tandlæger) anbefaler, at hver tandbørstning skal vare 2 til 3 minutter.



## Anbefalede bevægelser for forskellige tandområder:



## Opladningsproces

0%-95% vil strømindikatoren blinke.  
95%-100% vil strømindikatoren lyse konstant.

## Arbejdsproces


Hvis batteristrømmen er mindre end 5%, vil den røde indikator blinke som en påmindelse om opladning.

## Bemærkninger:


Batteriet kan ikke udskiftes af brugerne selv og kan kun udskiftes af personalet i Oclean Autoriseret Kunde Center. Uautoriserede personer må ikke adskille dette produkt. USB-kablet kan ikke udskiftes af uautoriserede personer. Hvis produktet blev beskadiget, skal du kontakte Oclean After-sale Center for vedligeholdelse.

Brug venligst en USB-oplader på 5V/1A eller 5V/2A fra mobiltelefon til opladning. For eksempel iPhone-oplader, tablet-oplader osv. Hvis opladningsstrømmen er mindre end 1 A, kan det forlænge opladningstiden. Hvis opladerens spænding er højere end 5V, kan det beskadige opladningskredsløbet.


## Rengøring og vedligeholdelse;



**Rengøring af Børstehovedet**  
Rengør børstehovedet efter brug og lad det tørre i luften. Træk ikke i børstehårene, da det kan resultere i deformation af børstehovedet.



**Rengøring af Kroppen**  
Brug rent vand til at vaske overfladen af håndtaget og tør det af med en blød klud og lad det tørre i luften. Tryk ikke på gummipakningen med skarpe genstande eller metalgenstande, da det kan beskadige den.



**Rengøring af Opladeren**  
Tør de snavsede dele af opladeren af med en blød klud. Træk batteristikket ud af stikkontakten inden rengøring af opladeren.



**Udskiftning af Børstehovedet**  
Det anbefales af tandlæger at skifte børstehovedet hver 2-3 måned for at opretholde optimal børstning.

### • Specifikationer

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produkt navn       | Oclean Air2T Sonic elektrisk tandbørste |
| Model navn         | Oclean Air2                             |
| Indgangseffekt     | 2.5W                                    |
| Opladning          | Oclean USB-oplader                      |
| Indgang            | 5V=0.5A                                 |
| Opladningsstandard | DC 5V / 1A eller derover                |
| Batterilevetid     | 30 dage (*)                             |
| Batterikapacitet   | 800 mAh(**)                             |
| Opladningstid      | 2,5 timer (***)                         |
| Standard           | GB39669-2020                            |

\* Godkendt ved 2 minutters børstning, to gange om dagen med lav intensitetsindstilling.

\*\* Batterikapaciteten har teoretisk en kapacitetsinterval på 50mAh.

\*\*\* Det anbefales at bruge en USB-oplader på 5V 0,5A.

## Tärkeitä turvallisuusvinkkejä

Korkean nopeuden värinän vuoksi on normaalia tuntea pistelyä hammasharjaa käytettäessä ensimmäistä kertaa. Tämä tunne häviää vähitellen 7-14 päivän käytön jälkeen.

Jos hammasharjaa ei käytetä pitkään aikaan, akku tyhjenee valmiustilasta johtuvan virtakulutuksen vuoksi. Tämä voidaan ratkaista lataamalla, mutta hammasharjan latausmerkkivalo ei syty heti. Odota 6-10 minuuttia, jotta hammasharja palaa normaalitilaan.

On normaalia, että hammasharja kuumenee latauksen aikana. Jos hammasharja tulee erittäin kuumaksi, lopeta lataus välittömästi ja/tai kytke se pois päältä ja lähetä se Ocleanin valtuutettuun asiakaspalvelukeskukseen tarkastusta varten.

Hammasharjaa voidaan käyttää vain Ocleanin erityispäillä. Oclean ei ole vastuussa muiden kuin virallisten harjaspäiden käytöstä johtuvista seurauksista.

Hammasharja on tarkoitettu vain suuhygieniaan. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.

Hammasharja on henkilökohtainen hygieniatuote, joten vältä sen jakamista muiden kanssa.

Säilytä hammasharja viileässä ja kuivassa paikassa, mieluummin kuin suorassa auringonvalossa.

## Varoitus suun herkkyydestä kärsiville henkilöille:

Seuraavia kolme henkilötyyppiä ei suositella käyttämään tätä hammasharjaa, ellei sinulla ole jo ollut ammattitaitoisen hammaslääkärin konsultaatiota.

Henkilö, joka on käynyt läpi tai on parodontologisen leikkauksen alaisuudessa.

Henkilö, jolla on huonosti istuvat proteesit, jatkuva verenvuoto ikenissä tai muita suuhun liittyviä oireita.

Henkilö, jonka suu on herkkä.

Elleivät huoltajat ole ilmoittaneet muuta, tätä hammasharjaa ei suositella henkilöille, joilla on heikentynyt henkinen ja fyysinen kapasiteetti, tai henkilöille, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta. Tämä sisältää alle 12-vuotiaat lapset.

### Huomautukset:


Sammuta virta, kun latausasemaa ei käytetä tai ennen puhdistamista.

Puhdista säännöllisesti pistoke estääksesi pölyn ja lian kertymisen, mikä voi vähentää lataustehoa.

## Viestinnän esittely

### Virta päälle

Käynnistä hammasharja painamalla virtapainiketta lyhyesti. Hammasharja sammuu automaattisesti 2 minuutin harjaussuunnitelman jälkeen.



### Intensiteetin vaihto

Oclean Air2T:ssä on kaksi ennalta määritettyä 2 minuutin harjaussuunnitelmaa: Sunrise Soothing (oletus) ja Sunset Clearout-tila. Vaihdaaksesi intensiteettiä, pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia käyttötilassa.

### Akun ilmaisin

Lataa hammasharja, kun punainen merkkivalo palaa.

## Käyttöohjeet:



Aseta harjapää ensin kunnolla hammasharjan runkoon eteenpäin. Harjapään ja rungon väliin tulee jäädä noin 0,5 mm:n rako, jotta harjapää toimii kunnolla.



Kastele hammasharjan pää pienellä määrällä hammastahnaa ja laita se suuhun ennen kuin käynnistät sen, jotta hammastahna ei roisku.



Varmista, että harjakset ovat 45 asteen kulmassa ikenenrajaa vasten ja liikuta hammasharjaa hitaasti.



Pidä hammasharjan varresta kiinni ja liikuta sitä hitaasti pyöreässä liikkeessä. Älä paina liian kovaa.




Lopuksi huuhtelee suu puhtaalla vedellä harjauksen jälkeen.


## Suositteltu hammasharjausmenetelmä

Harjausaika

Hammaslääkärit suosittelevat, että jokainen harjaukerta kestä 2-3 minuuttia.



## Suosittelut eleet eri hampaiden alueille.



1



2



3



4



5



6

## Latausprosessi

0% - 95%, virtaindikaattorin valo vilkkuu.  
95% - 100%, virtaindikaattorin valo palaa jatkuvasti.

## Työprosessi


Jos akun varausala on alle 5%, punainen merkkivalo vilkkuu muistuttamaan lataamisesta.

## Huomautuksia:

Akku ei voi vaihtaa käyttäjä itse, vaan se voidaan vaihtaa vain Ocleanin valtuuttamassa asiakaspalvelukeskuksessa. Tuotetta ei saa purkaa luvattomasti. USB-kaapelia ei saa vaihtaa luvattomasti. Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä Ocleanin jälkimarkkinointikeskukseen huoltoon varten.


Käytä 5 V / 1 A tai 5 V / 2 A matkapuhelimen USB-laturia lataamiseen.  
Esimerkiksi iPhone-laturia, tablettilaturia jne.  
Jos latausvirta on alle 1 A, se voi pidentää latausaikaa.  
Jos laturin jännite on korkeampi kuin 5V, se voi vahingoittaa latauspiiriä.

## Puhdistus ja huolto;




### Harjanpään puhdistus

Puhdista harjanpää käytön jälkeen ja anna sen kuivua ilmassa. Älä vedä harjakset suoriksi, koska se voi aiheuttaa harjanpään muodonmuutoksen.



### Kotelon puhdistus

Pese kahvan pinta puhtaalla vedellä ja pyyhi se pehmeällä liinalla. Anna sen kuivua ilmassa. Älä paina kumiivivettä terävällä esineellä tai metalliesineellä, muuten se vaurioituu.



### Laturin puhdistus

Pyyhi laturin likaiset osat pehmeällä liinalla. Vedä akun pistoke irti pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.



### Harjanpään vaihto

Hampaiden asiantuntijat suosittelevat, että harjanpää vaihdetaan 2-3 kuukauden välein optimaalisen puhdistuksen ylläpitämiseksi.

### • Tekniset tiedot

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tuotteen nimi     | Oclean Air2T Sonic sähköhammasharja |
| Mallin nimi       | Oclean Air2                         |
| Syöttöteho        | 2,5 W                               |
| Lataus            | Oclean USB-laturi                   |
| Syöttö            | 5V=0,5A                             |
| Latausstandardi   | DC 5V / 1A tai enemmän              |
| Akun käyttöikä    | 30 päivää (*)                       |
| Akun kapasiteetti | 800 mAh (**)                        |
| Latausaika        | 2,5 tuntia (***)                    |
| Standardi         | GB39669-2020                        |

\*Vahvistettu 2 minuutin harjausajalla, kahdesti päivässä matalalla intensiteettitasolla.

\*\* Akun kapasiteetti on teoreettisesti 50mAh:n alueella.

\*\*\* Suosittelemme käyttämään 5V 0,5A USB-laturia.

## Viktige sikkerhetstips

På grunn av høye vibrasjoner, er det normalt å oppleve en kriblende følelse når du bruker tannbørsten for første gang. Denne følelsen vil gradvis avta etter 7 til 14 dager.

Hvis tannbørsten ikke brukes på lenge, vil batteriet gå tomt på grunn av strømforbruk fra standby-modus. Dette kan løses ved å lade, men ladingssindikatoren på børsten vil ikke lyse opp umiddelbart. Vennligst vent 6-10 minutter før tannbørsten går tilbake til normal tilstand.

Det er normalt for tannbørsten å varme opp når den lader. Hvis tannbørsten blir ekstremt varm, må du umiddelbart stoppe ladingen og / eller slå den av og sende den til Ocleans autoriserte kundeservice-senter for kontroll.

Tannbørsten kan kun brukes med Ocleans spesielle børstehoder. Oclean vil ikke ta ansvar for konsekvenser som skyldes ikke-offisielle børstehoder.

Tannbørsten er kun for oral rengjøring. Vennligst ikke bruk den til andre formål.

Tannbørsten er et personlig rengjøringsprodukt, vennligst unngå å dele den med andre.

Vennligst oppbevar tannbørsten på et kjølig og tørt sted i stedet for et sted som er utsatt for direkte sollys.

## Vær forsiktig med følsomme tenner:

De følgende tre persontypene anbefales ikke å bruke denne tannbørsten med mindre de allerede har konsultert profesjonelle tannleger.

Personer som har gjennomgått eller er under behandling for periodontalkirurgi.  
Personer med proteser som ikke passer ordentlig, kontinuerlig blødende tannkjøtt eller andre symptomer relatert til munnhulen.  
Personer med følsom munnhule.

Med mindre det er instruert av en verge, er ikke denne tannbørsten egnet for personer med nedsatt mental og fysisk evne, og de som mangler relatert erfaring. Barn under 12 år er inkludert.


### Merknader:

Slå av strømmen når ladebasen ikke er i bruk eller før rengjøring.

Rengjør jevnlig strømledningen for å unngå oppbygging av støv og smuss som kan redusere ladingseffekten.

## Interaksjonsintroduksjon

Påslag  
Start tannbørsten ved å trykke på strømknappen, tannbørsten vil automatisk slå seg av etter en 2-minutters børsteplan er fullført.



### Intensitetsbytte

Oclean Air2T har forhåndsinnstilt 2 typer 2-minutters børsteplaner: Sunrise Soothing (standard) og Sunset Clearout-modus. For å bytte intensitet, hold inne strømknappen i 2 sekunder under arbeidsforhold.

### Batteriindikasjon


Vennligst lad tannbørsten når den røde indikatorlampen er på.



## Bruksanvisning:



Først må du sette børstehodet på tannbørsten ved å skyve det fremover til det er godt festet. Det skal være en liten luke på ca. 0,5 mm mellom hodet og kroppen på tannbørsten slik at børstehodet kan fungere som det skal.



For det andre, når du har børstet litt tannkrem på børsten, kan du skru på tannbørsten etter at den er satt inn i munnen for å unngå sprut av tannkrem.



For det tredje, sørg for at børstehårene er i 45 graders vinkel i forhold til tannkjøttet, og beveg tannbørsten sakte.



For det fjerde, hold tannbørstehåndtaket og beveg det sakte i en sirkulær bevegelse. Ikke press for hardt.




Til slutt, skyll munnen med rent vann etter å ha børstet tennene.


## Anbefalt tannbørstemetode

Børstetid

Tannleger anbefaler at hver tannpuss skal være 2 til 3 minutter lang.



## Anbefalte bevegelser for ulike tannområder;



1



2



3



4



5



6

## Lade Prosess

0%-95%, lyset på strømindikatore blinker.  
95%-100%, lyset på strømindikatore lyser kontinuerlig.

## Arbeidsprosess

Hvis batteriet har mindre enn 5% strøm, vil den røde indikatorlampen blinke som en påminnelse om lading.

### Merknader:

Batteriet kan ikke byttes av brukerne selv og kan bare byttes av personalet i Oclean Authorized Client Center. Uautoriserte personer har forbud mot å demontere dette produktet. USB-kabelen kan ikke byttes av uautorisert person. Hvis produktet er skadet, vennligst kontakt Oclean After-sale Center for vedlikehold.


Vennligst bruk en USB-lader på 5V/1A eller 5V/2A for mobiltelefon for å lade.

For eksempel iPhone-laderen, Tablet-laderen osv.


Hvis ladestrømmen er mindre enn 1 A, kan det forlenge ladetiden.

Hvis laderens spenning er høyere enn 5V, kan det skade ladestrømkretsen.


## Rengjøring og vedlikehold;




Rengjøring av børstehode  
Rengjør børstehodet etter bruk og la det tørke i luften. Ikke dra i bustene, da det kan føre til deformasjon av børstehodet.



Rengjøring av kroppen  
Bruk rent vann for å vaske overflaten av håndtaket og tørk det med en myk klut og la det tørke i luften. Ikke trykk på den gummierede tetningsringen med skarpe gjenstander eller metallgjenstander, da det kan skade den.



Rengjøring av laderen  
Tørk av de skitne delene av laderen med en myk klut. Trekk ut batteripluggen fra stikkkontakten før du rengjør laderen.



Bytte av hodet  
Det anbefales av tannleger at hodet bør byttes ut hver 2-3 måned for å opprettholde optimal rengjøring.

### • Spesifikasjoner

|                  |   |
|------------------|---|
| Produktnavn      | Oclean Air2T Sonic elektrisk tannbørste |
| Modellnavn       | Oclean Air2                             |
| Inngangseffekt   | 2.5W                                    |
| Lading           | Oclean USB-lader                        |
| Inngang          | 5V=0.5A                                 |
| Ladestandard     | DC 5V /1A eller høyere                  |
| Batteritid       | 30 dager (*)                            |
| Batterikapasitet | 800 mAh (**)                            |
| Ladetid          | 2,5 timer (***)                         |
| Standard         | GB39669-2020                            |

\* Valideres ved børsting i 2 minutter, to ganger om dagen med lav intensitetsmodus.

\*\* Batterikapasiteten har teoretisk en kapasitetsrekkevidde på 50mAh

\*\*\* Det anbefales å bruke en USB-lader med 5V 0,5A

## FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- 1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 3.It must only be supplied at SELV.
- 4.This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- 5.The product can only be charged with the standard charging base. We will not responsible for any consequences resulting from the use of non-certified thirty charging base.
- 6.This appliance is not a fixed appliance, and the adhesive of the base is not used as a fixed appliance, but only as an auxiliary stabilizing effect.

EU REP

EU Authorized Representative  
Agency name: Mbrush UAB  
Representative: Algirdas Tevelis

European Address: Totoriug.3, Kaunas,  
Lithuania  
Post Code: LT44237

Email: [service@mobal.lt](mailto:service@mobal.lt)  
Phone: +37067052772

# Guarantee Certificate of Oclean Air2T Sonic Electric Toothbrush

## User Information

Name: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ ZIP code: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

## Retailer Information

Retailer: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_ Address: \_\_\_\_\_

Sales date: \_\_\_\_\_ ZIP code: \_\_\_\_\_ Invoice no.: \_\_\_\_\_

## Product Information

Product type: \_\_\_\_\_ Manufacturing site: \_\_\_\_\_

## Warranty Card of Oclean Air2T Sonic Electric Toothbrush

| Delivery date | Fault description/reason/disposal | Equipment employed | Acceptance date | Serviceman |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
|               |                                   |                    |                 |            |
|               |                                   |                    |                 |            |

Please request a maintenance report from the maintenance center and keep it together with the warranty certificate. (See the page on the left.)

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., in strict accordance with the Responsibility Regulations on Maintenance, Replacement and Sales Return of Household Appliances, offers a guarantee for consumers who purchase the Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush. In the case of any inconsistency between the service articles and the provisions of guarantee, the provisions of the guarantee and the contents of the guarantee certificate shall govern.

If the product you have purchased is found to have a fault or defect, please contact our service line at 4008-365-909.

Manufacturer: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Manufacturer's address: 28G, Building 3, Dachong Business Center (phase III), No.18 Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Production address: No.89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China

Website: www.oclean.com

| Name of parts  | Toxic and harmful substance or element |    |    |      |      |       |              | Environment Protection |
|----------------|--|----|----|------|------|-------|--------------|------------------------|
|                | Pb                                     | Hg | Cd | Cr6+ | PBBs | PBDEs | 4 Phthalates |                        |
| PCBA           | ○                                      | ○  | ○  | ○    | ○    | ○     | ○            | 10 years               |
| Plastic parts  | ○                                      | ○  | ○  | ○    | ○    | ○     | ○            |                        |
| Metal hardware | ○                                      | ○  | ○  | ○    | ○    | ○     | ○            | 5 years                |

| Name of parts   | Toxic and harmful substance or element |    |    |      |      |       |              | Environment Protection |
|-----------------|--|----|----|------|------|-------|--------------|------------------------|
|                 | Pb                                     | Hg | Cd | Cr6+ | PBBs | PBDEs | 4 Phthalates |                        |
| Vibrating motor | ○                                      | ○  | ○  | ○    | ○    | ○     | ○            | 10 years               |
| Accessories     | ○                                      | ○  | ○  | ○    | ○    | ○     | ○            |                        |
| Battery         | ○                                      | ○  | ○  | --   | --   | --    | --           | 5 years                |

## Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- Refer to battery Directive: 2006 / 66 / EC and amendment 2013 / 56 / EU
- Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.



FDA Registration Number: 3014246581  
CAN ICES-003(B)/NMB-003 (B)

Made in China